


ダンボール、ペール缶容器に IC タグを貼付し、廃棄物追跡管理を行なう。IC タグ読取装置を電子ハカリに載せ廃棄物容器を計量する事により、重量を測定しながら、同時に IC タグからのユニーク ID 情報を読み取る事ができ、効果的な IC タグによる医療廃棄物追跡が可能となりました。

公益財団法人東京都環境公社の医療廃棄物追跡システム



① 容器底面にタグを貼付

② 通信用携帯端末

③ IC タグ読取装置／電子秤

④ 搬出前計量＋読取作業

⑤ 車両に積込、運搬

⑥ 中間処理施設搬入時読取作業

⑦ 焼却施設前読取作業

⑧ 焼却炉投入、焼却処分